



## EyePro™ - Instructions For Use

- Ensure eye is clean and dry before application of EyePro.
- When applying EyePro, peel backing **off** and place over the closed eye.
- **Do not apply pressure to the clear central window. This will increase the risk of eyelid trauma and/or eyelash injury on removal.**
- Make sure the closed eye is visible through the transparent, central window.
- Apply gentle finger pressure around the outer white section to maintain a good seal around the eye.
- Remove slowly and gently using side tabs.
- Dispose of appropriately.

### Warnings

Use with caution on patients who are debilitated, atopic, have decreased or damaged skin integrity or have any other condition where their skin or eyelashes may be more easily damaged.

## EyePro™

### تعليمات الاستخدام

- احرص أن تكون العين نظيفة وجافة قبل وضع EyePro.
- عند وضع EyePro، انزع الغشاء اللاصق الخلفي وضعه فوق العين المغلقة.
- لا تضغط على النقطة الوسطى الشفافة. سوف يزيد هذا من خطر إصابة الجفن أو الرموش عند نزعها.
- تأكد أن العين المغلقة مرئية من خلال النقطة الشفافة في المنتصف.
- اضغط بإصبعك بلفظ حول الجزء الأبيض الخارجي ليتناسب بشكل محكم حول العين.
- انزع عناية وبطء باستخدام اللسان الجانبية.
- تخلص منه بشكل مناسب.

### التحذيرات

استخدم بحذر مع المرضى الذين يعانون من الوهن، التهاب، نقص أو تضخم سلامة الجلد أو أي حالة أخرى يكون فيه الجلد أو الرموش أكثر عرضة للتلف بسهولة.

## Gebruiksaanwijzing EyePro™

- Zorg ervoor dat het oog schoon en droog is vooraleer EyePro aan te brengen.
- Maak voor het aanbrengen van EyePro de achterkant los en plaats over het gesloten oog.
- **Voer geen druk uit op de doorzichtige centrale opening. Dit verhoogt het risico op letsel aan uw ooglid en/of verwonding van uw wimpers bij het verwijderen.**
- Zorg ervoor dat het gesloten oog zichtbaar is door de doorzichtige centrale opening.
- Pas licht druk toe met uw vinger rond het buitenste witte gedeelte om goede afsluiting rond het oog te behouden.
- Verwijder langzaam en rustig met de zijlipjes.
- Verwijder op de juiste manier.

### Waarschuwingen

Gebruik voorzichtig bij patiënten die verzwakt of atopisch zijn, verlaagde of beschadigde huidintegriteit hebben of die een andere conditie hebben waardoor hun huid of wimpers gemakkelijker beschadigd raken.

## Mode d'emploi - EyePro™

- Assurez-vous que l'œil soit propre et sec avant l'application de EyePro.
- Lors de l'application de EyePro, retirez le support et placez-le sur l'œil fermé.
- **N'appliquez pas de pression sur la fenêtre centrale transparente. Cela augmenterait le risque de traumatisme aux paupières et/ou de blessure aux cils lors du retrait.**
- Assurez-vous que l'œil fermé soit visible à travers la fenêtre transparente centrale.
- Appuyez légèrement avec les doigts autour de la section extérieure blanche pour maintenir une bonne étanchéité tout autour de l'œil.
- Retirez doucement à l'aide des languettes latérales.
- Disposez de façon appropriée.

### Avvertissements

Utiliser avec prudence chez les patients affaiblis, atopiques, dont l'intégrité cutanée est diminuée ou endommagée ou dont la peau ou les cils peuvent être plus facilement endommagés.

## Istruzioni per l'uso di EyePro™

- Assicurarsi che l'occhio sia pulito e asciutto prima di applicare EyePro.
- Quando si applica EyePro, **staccare** il film protettivo e posizionare sopra l'occhio chiuso.
- **Non applicare pressione alla finestra centrale trasparente. Questo aumenterà il rischio di trauma alla palpebra e/o danno o rimozione delle ciglia.**
- Assicurarsi che l'occhio chiuso sia visibile attraverso la finestra centrale trasparente.
- Con le dita premere leggermente sul bordo bianco per mantenere una buona tenuta intorno l'occhio.
- Rimuovere lentamente and delicatamente usando le linguette laterali.
- Smaltire in modo appropriato.

### Avvertenza

Usare con cautela su pazienti debilitati, atopici, coloro che hanno diminuita o danneggiata l'integrità della pelle oppure hanno altre condizioni in cui la pelle o le ciglia possono essere più facilmente danneggiate.

## EyePro™ - Instrucciones de uso

- Asegúrese de que el ojo este limpio y seco antes de la aplicación de EyePro.
- Cuando aplique el EyePro, remueva el refuerzo trasero y colóquelo sobre el ojo cerrado
- **No presione la ventana central transparente. Esto aumentará el riesgo de un trauma de párpados, y/o una lesión en las pestañas cuando se lo quite.**
- Asegúrese de que el ojo cerrado este visible a través de la ventana central transparente.
- Aplique presión suave con el dedo alrededor de la sección blanca exterior para mantener un buen sellado alrededor del ojo.
- Quitarlo lentamente y cuidadosamente usando las lengüetas laterales.
- Descártelo en una forma adecuada.

### Advertencias

Use con precaución en pacientes que están debilitados, atópicos, que tengan la epidermis reducida o dañada, o que tengan alguna condición en donde la piel o las pestañas podrán dañarse más fácilmente.

## Anvisninger for brug af EyePro™

- Sørg for, at øjet er rent og tørt, før EyePro påsættes.
- Ved påsætning af EyePro trækkes bagsidebelægningen af og EyePro anbringes over det lukkede øje.
- **Tryk ikke på det transparente glase i midten. Dette vil forøge risikoen for øjenlågslæsioner og/eller skade på øjenvipper ved aftagning af EyePro.**
- Sørg for, at det lukkede øje er synligt gennem det transparente glase i midten.
- Tryk forsigtigt med fingeren langs den ydre hvide kant for at få en god tætning rundt om øjet.
- Fjernes langsomt og forsigtigt ved hjælp af vingerne på siden.
- Bortskaffes på korrekt vis.

### Advarsel

Bruges med forsigtighed på patienter, som er afkræftede, allergiske, har nedsat eller beskadiget hudintegritet eller andre lidelser, hvor deres hud eller øjenvipper nemt kan lide skade.

## EyePro™-sidoksen käyttöohje

- Varmista, että silmä on puhdas ja kuiva ennen EyePro-sidoksen käyttöä.
- Irrota EyePro-sidoksen taustapaperi ja aseta sidos suljetun silmän päälle.
- **Älä paina keskellä olevaa läpinäkyvää ikkunaa. Painaminen lisää silmäloumen ja/tai silmäripsien vahingoittumisriskiä sidosta poistettaessa.**
- Varmista, että suljettu silmä näkyy sidoksen keskellä olevasta läpinäkyvästä ikkunasta.
- Painele sormella kevyesti valkoista ulkoreunaa, jotta sidos kiinnittyä tiivistä silmän ympärille.
- Irrota hitaasti ja varoen reunonilla olevia ulokkeita käyttäen.
- Hävitä asianmukaisesti.

### Varoitukset

Käytä varoen, jos potilas on heikkokuntoinen tai hänen ihonsa on atoopinen, haaras tai vaurioitunut tai hänellä on joku muu sairaus, jonka vuoksi iho tai ripset saattavat vahingoittua herkemmin.

## EyePro™ - Gebrauchsanweisung

- Dafür sorgen, dass vor der Anwendung von EyePro das Auge sauber und trocken ist.
- Beim Anwenden von EyePro den rückseitigen Streifen abziehen und über das geschlossene Auge legen.
- Keinen Druck auf das transparente, zentrale Fenster ausüben. Dies würde das Risiko einer Verletzung des Augenlids und/oder der Wimpern beim Entfernen vergrößern
- Sicherstellen, dass das geschlossene Auge durch das transparente, zentrale Fenster sichtbar ist.
- Leichten Druck mit dem Finger um den ganzen äußeren weißen Teil ausüben, um das Auge gut abzudichten.
- Langsam und leicht abziehen, beim Gebrauch der Seitenlaschen.
- Umweltgerecht entsorgen.

### Warnung

Vorsicht ist bei Patienten geboten, die geschwächt oder überempfindlich sind, deren Umversehrtheit der Haut beeinträchtigt oder beschädigt ist, oder die andere Erkrankungen aufweisen, bei denen die Haut oder die Wimper leichter beschädigt werden könnten.

## Bruksanvisning för EyePro™

- Se till att ögat är rent och tørt före användande av EyePro.
- När EyePro ska tillämpas, riv bort skyddet och placera över det slutna ögat.
- **Använd inget tryck på det tydliga centrala fönstret. Detta ökar risken för skada på ögonlocket och/eller skada på ögonfransen vid borttagning.**
- Se till att det slutna ögat är synligt genom det transparenta, centrala fönstret.
- Tryck försiktigt med fingret runt den yttre vita avsättningen för att få en god tätning runt ögat.
- Ta långsamt och försiktigt bort det med hjälp av sidoflikarna.
- Kasserar på lämpligt sätt.

### Varning

Använd med försiktighet på patienter som är försvagade, atopiker, har minskad eller skadad hudintegritet eller har något annat hälsotillstånd där deras hud eller ögonfransar lättare kan skadas.